



iScan 2 MULTI


Aussi polyvalent que toi



- Pour tous les vétérinaires mixtes
- Durable et très léger
- Nettoyage et désinfection rapides
- Sondes interchangeables



Aussi polyvalent que toi



Grand écran lumineux et lisible



Plus de confort de travail avec les lunettes OLED



Qualité d'image exceptionnelle

Sondes utilisables avec iScan2 MULTI:

ABDOMINALES:

- Convexe 3,5 MHz R60
- Convexe 5,0 MHz R50
- Linéaire 10,0 MHz L40
- Microconvexe 6,5 MHz R15
- Microconvexe 6,5 MHz R11

RECTALES:

- Linéaire rectale 7,0 MHz L60
- Convexe rectale 5,0 MHz R60
- Microconvexe rectale 5,0 MHz R20

SPÉCIALISTE:

- OPU 6,5 MHz R11
- Gras dorsal linéaire 3,7 MHz L150
- Gras dorsal linéaire 3,7 MHz L180
- Microconvexe endocavaire 6.5 MHz R10
- Linéaire endocavaire 7,5 MHz L40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Préréglages	système reproducteur, gestation tardive, sexe du fœtus, préréglage personnalisé à enregistrer
Technologies utilisées	Lucid (réduction du bruit et amélioration du contraste)
Mesures	distance, surface (à partir de 2 mesures), volume, grille, tableaux d'âge (Vache CRL, Vache BPD, Jument DSG, Jument DO, Brebis CRL, Lama BPD)
Rafraîchir l'image	jusqu'à 28 images par sec
Mémoire	200 images / 200 cine-loops
Exportation de données	Oui (vers un lecteur USB externe)
Format de fichier	PNG, AVI
Moniteur	diagonale 7"
Dimensions	256 x 165 x 69 mm
Poids du dispositif	1520g : boîtier, 2640g : boîtier avec la batterie et la sonde
Sondes	Interchangeables, électroniques haut débit
Connexion de la sonde	automatique
Autonomie de batterie	jusqu'à 7 heures (durée du travail continu après le chargement complet)
Contrôle	clavier à membrane
Accessoires	pare-soleil, lunettes, support, stand-off, extension pour examen rectal des bovins, extension pour examen rectal des moutons



Sondes et batterie détachables



Durable, léger, confortable



Société DRAMINSKI S.A.
Owocowa 17, 10-860 Olsztyn, Pologne
tél. +48 89 527 11 30
e-mail: ultrasound@draminski.com • www.draminski.fr

**CONCEPTION
PRODUCTION
VENTE
SERVICE**